



424206

Tork Extra Hånddesinfektion Alkohol Gel

Tork Alkohol Hånddesinfektion Gel dræber effektivt mikroorganismer og er med til at forebygge spredningen af infektioner. Det er den mest effektive gel i Torks sortiment, og den modvirker bakterier, svamp og alle vira. Ideel til daglig håndhygiejne. Velegnet til sundhedssektoren. Den lette, forfriskende gel klister ikke og udtørre ikke huden. Egnede til sensitiv hud ifølge en udvidet brugerundersøgelse foretaget under dermatologisk kontrol. Velegnet til alle Torks sæbe- og hånddesinficeringsdispensere (S4).

- Effektiv mod en række problematiske organismer - i overensstemmelse med 1500, EN 12791 og EN 14476 (virusdræbende - inklusive alle kappeklædte vira, som f.eks. HIV, corona, influenza H1N1, rotavirus og norovirus)***.
- Dermatologisk testet. Skånsom mod huden, selv ved hyppig brug***.
- Sparer tid for rengøringspersonalet: Certificeret nem genopfyldning **** på mindre end 10 sek. *****
- Hjælper med at sikre god håndhygiejne: Fabriksforseglet flaske med en ny pumpe i hver refill mindsker risikoen for kontaminering og beskytter indholdet hele vejen til brugeren.
- Mindre affald: Den opbrugte beholder kan gøres flad, så den fylder 70% mindre*****
- Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiket og produktinformation før brug.

Overskrift

Effektiv mod en række problematiske organismer - i overensstemmelse med 1500, EN 12791 og EN 14476 (virusdræbende - inklusive alle kappeklædte vira, som f.eks. HIV, corona, influenza H1N1, rotavirus og norovirus)***.

Use biocides safely. Always read the label and product information before useFor hazard and precaution information, please refer to the Safety Data Sheet.*

Dermatologisk testet. Skånsom mod huden, selv ved hyppig brug***.

****External use test with 50 persons having sensitive skin during two weeks under dermatological control*

Sparer tid for rengøringspersonalet: Certificeret nem genopfyldning **** på mindre end 10 sek. *****

***** Certificeret af det Svenske Gigtforbund, testet efter The Design for All Test, publiceret i Swedish Design Research Journal, 2011.*

******Dokumenteret i en intern paneltest af genopfyldningstid for sæben.*

Mindre affald: Den opbrugte beholder kan gøres flad, så den fylder 70% mindre*****

******Baseret på Essity test*

Produkt- og forsendelsesdata

System
S4

Kvalitet
Premium

Farve
Transparent

Forsendelsesdata

	Forbrugerenheder (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322542442890	7322542442913	7322542442920
Emballeringsmateriale	-	-	
Stk.	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Transportenheder pr lag			16
Lag per palle			5
Bruttovægt	898.4 g	5.6 kg	446.96 kg
Højde	251 mm	261 mm	1455 mm
Længde	91 mm	282 mm	1200 mm
Bredde	93 mm	192 mm	800 mm
Nettovægt	840 g	5 kg	403.2 kg
Volumen	2.12 dm3	14.13 dm3	1.13 m3

Kompatible produkter



561500
Tork Dispenser
Håndhygiejne (S4)



561508
Tork Dispenser
Håndhygiejne



561600
Tork Dispenser
Håndhygiejne med
Intuition™ sensor



561608
Tork Dispenser
Håndhygiejne med
Intuition™ sensor



460009
Tork Dispenser
Håndhygiejne med
Intuition™ sensor (S4)



460010
Tork Dispenser
Håndhygiejne (S4)

Tork Extra Hånddesinfektion Alkohol Gel

Tekniske data

Ingredienser	Aktiv ingrediens Ethanol 74.4 g/100g, isoprapanol 8.17g/100g Øvrige ingredienser Vand, glycerin, T-butylalkohol, polyacrylat crosspolymer-6, dicaprylyl carbonat, xylitylglucosid, anhydroxylitol, xylitol, glukose, tocopherol.
pH	6.4
Metode til brug	Sørg for, at hænderne er rene og tørre før brug. Til almindelig hygiejne: Brug 1-2 doser (skal dække hele hånden), og gnid grundigt, indtil hænderne er tørre. Til desinficering i overensstemmelse med EN1500: Brug 3 ml og gnid hænderne i mindst 30 sekunder. Skal ikke skylles af.
Holdbarhed	Udløbsdatoen på 24 måneder efter produktionsdatoen er trykt på emballagens inderside. Opbevares i den originale beholder. Beskyttes mod stærkt sollys. Må ikke udsættes for ekstremt høje eller lave temperaturer og skal opbevares mellem 4°C og 30°C.PAO: 6 måneder.
Håndteringsanvisning	Brug desinficeringsmidler med forsigtighed. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug. Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af øjenkontakt skal der straks skylles med rigeligt vand og søges lægehjælp. Se flere oplysninger på sikkerhedsdatabladet. Kan misfarve tekstiler og overflader.
Overholdelse af regulativ	De biocide produkter, som sælges under Torks varemærke, overholder forordningen om biocidholdige produkter (EU) nr. 528/2012 og er godkendte til hygiejneformål til mennesker. Produkterne er registrerede og autoriserede i de lande, hvor de sælges. Produkterne følger forskrifterne i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og dens ændringer. De biocidholdige produkter er fremstillet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis (GMP).
Registreringer biocider	TBC
Certificeringer	ISO 22716 (god fremstillingspraksis) ISO 9001 & 13485 (kvalitetsstyringssystem) ISO 14001 (Miljøledelsessystem)
Sikkerhedsdatablad	Følg anbefalingerne på sikkerhedsdatabladene for sikker brug og håndtering af produkterne. Disse er tilgængelige på Torks hjemmeside i alle påkrævede lokale udgaver iht. de juridiske krav i hver region.

Tork Extra Hånddesinfektion Alkohol Gel

Mikrobiologiske tests

	Testmetode	Testforhold	Testlængde
Bakterier	EN1500	Hygiejnisk håndrens	30 sek.
	EN13727	Bakteriedræbende aktivitet i sundhedsmiljøet	30 sek.
	EN12791	Kirurgisk hånddesinficering	90 sek.
Gær og svampe	EN13624	Svampedræbende aktivitet i sundhedsmiljøet	30 sek.
Vira		Virusdræbende aktivitet i sundhedsmiljøer	
	EN 14476	Alle kappeklædte vira som f.eks. HIV, SARS, corona, HBC, HCV, influenza H1N1 og H5N1 m.fl.)	30 sek.
	EN 14476	Norovirus	30 sek.
	EN 14476	Adenovirus	60 sek.
	EN 14476	Poliovirus	60 sek.
	EN 14476	Rotovirus	60 sek.
Mykobakterier	EN14348	Mycobakteriel aktivitet i sundhedsmiljøet M.avium	60 sek.
	EN14348	M. terrae, Tuberculosis	15 sek.