

knudedan.dk


VIRKSOMHED MED LEDELSESSYSTEM CERTIFICERET
AF DNV



ANTI-KIM® V2

Desinfektion, lugtfjerner, anti-stat

Til desinficering af lokaler, redskaber, maskiner, kølerum osv. Fjerner dårlig lugt fra affald (affaldscontainere) og fjerner statisk elektricitet fra tekstiler og plast mv.



FORDELE:

- Desinfektion uden klor, fjerner effektivt bakterier og vira
- Desinficerer alle overflader, og virker antistatisk på tekstil og plast, så snavset slipper lettere
- Godkendt som desinfektionsmiddel til til overflader som kommer i forbindelse med fødevarer
- Anti-Kim V2 kan med fordel lægges ud med Nito skumsprøjte på større flader

DOSERING:

Desinfektion bakterier : 2 % (2 dl i 10 ltr. vand)
Desinfektion vira: 4 % (4 dl i 10 ltr. vand)
Lugtfjerner: 5 % (5 dl i 10 ltr. vand)
Antistat: 2 % (2 dl i 10 ltr. vand)

For at undgå aerosoler kan Anti-Kim V2 med fordel udlægges med Nito skumsprøjte.

pH-værdi koncentrat: 7

BEMÆRK!

Anti-Kim V2s virkning ophæves af anion-aktive tensider og fedtsyresæbe

MILJØMÆRKER:

SIKKERHED:



ARBEJDS METODER:



DESINFEKTION

Rengør overfladerne grundigt med f.eks. Combi-Plus, Kalkulin eller Nautilus Veterinær. Påfør derefter Anti-Kim V2 opløsning med ren klud, svamp, børste eller spray-/skumsprøjte. Reaktionsid min. 15 min. De desinficerede overflader afskylles med drikkevand eller aftørres med hårdt opvredne klude.

LUGTFJERNER

Affald og lign. sprøjtes med Anti-Kim opløsning, indtil overfladerne er gennemfugtet. I varme perioder kan det være nødvendigt, at sprøjte flere gange om dagen.

ANTI-STATIC

Opløsningen fordeles med forstøversprøjte med sprayhoved i et så tyndt lag som muligt.

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (108 stk./palle)

VARENUMMER:

4005xxxx

UDARBEJDET DEN:

14-01-2024/gk

CIRKULÆR ØKONOMI:



Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug skyllevandet til rengøring. Streg eventuelle færemærke over inden emballagen sendes til genbrug.